


- 互い違いに取り付けたステンスローラーにより脈動のない安定したフロー
- 製品の切替時間が非常に短く、同じ本体で0.1mlから250ml以上の充填が可能
- シリンジ方式で問題の生じる懸濁液や蛋白、血液など高分子を含む液の充填にも最適

使い易い! 設定変更が簡単! リアルタイムで充填補正が出来る!



制御コンピュータ

MC12




フレキシコン多機能充填システムのメインコントローラー

- ◎ 充填ドライブは最大16台まで接続可能
- ◎ 充実したファンクションメニューによりワンタッチ設定が可能
- ◎ 100通りのプログラムセーブ可能
- ◎ 充填量をリアルタイムで補正するキャリブレーション機能搭載

シングルユニット充填機


PF6

ラボ用に最適



大容量ユニット充填機


PF22



汎用ユニット充填機

DF32

クリームから
水まで



オリジナル・ペリスタリティック機構 フレキシコンヘッド搭載


コンタミネーションのない 安定した定量充填を実現!!

分解・洗浄バリデーション不要!
コスト・時間削減に寄与! 高精度!!





汎用充填ドライブ

PD12i



大容量充填ドライブ



PD22i



高粘度充填ドライブ

GD30i

- ◎ギアポンプ
ドライブ
- ◎ユニット型
GF30も
ラインアップ




型番	充填量 (ml)	充填精 (%)	流量 (l/min)	チューブサイズ (内径・mm)	重量 (kg)	消費電力 (max-w)	保護規格
PD12i	0.1~250~	~±0.5	80~4200	0.5~8.0	12	150	IP55
PD22i	5~5000~	~±0.5	150~11000	3.0/5.0/6.5/8.0/10.0/12.5	24	350	IP55
GD30i	10~2000~	~±1	850~12000	—	22	350	IP55
MC12	—	—	—	—	5	50	IP31
PF6	0.5~250~	~±0.5	80~4200	0.5~8.0	11	150	IP31
PF22	5~5000~	~±0.5	150~11000	3.0/5.0/6.5/8.0/10.0/12.5	25	350	IP31
DF32	10~5000~	~±1	500~8000	—	22.5	350	IP31

Flexicon

安定した多品種生産を実現する卓上型半自動システム。

- ボトルサイズ: 直径 ϕ 12~ ϕ 60mm
- 能力: 2000本/時間




MC12と各種充填ドライブを組み合わせた汎用の自動充填システムを構成するボトルフィーダー FF20

ボトルフィードシステム

FF20 専用架台: 860×720mm


- ◎クリーンルーム対応設計
- ◎ボトルサイズ切替は5分以内
- ◎UP20により中栓打栓を簡易自動化
- ◎サイズごとの専用治具不要



卓上型充填キャップシステム

FF30

- ◎クリーンルーム対応設計
- ◎ボトルキャップのサイズ切替は5分以内
- ◎ピベットキャップやスプレーキャップにも対応



単位: mm

- ボトルサイズ: 直径最大 ϕ 50mm 高さ110mm
- キャップサイズ: 直径最大 ϕ 50mm 高さ40mm
- 最大能力: 1200本/時間




MC12と各種充填ドライブを組み合わせた多品種の自動充填・スクリュキャッピングを行うシステム FF30

クリンキャッパー

FS10/FS32

場所をとらない!!

- ◎機能を集約したコンパクト設計
- ◎サイズ切替はヘッド交換のみ



単位: mm



仕上がりが綺麗!!

型番	消費電力 (max-w)	空気圧	キャップ直径 (mm)	min	max	ボトルサイズ (mm)	高さmax	直径max	重量 (kg)	保護規格
FS10	50	7		8	20		180	55	12	IP31
FS32	50	7		20	32		240	95	16	IP31